4.5.4 水溶性石灰(カルシウム)

4.5.4.a フレーム原子吸光法

(1) 概要

この試験法は肥料に適用する。この試験法の分類は Type D であり、その記号は 4.5.4.a-2024 又は W-Ca.a-2 とする。

分析試料に水を加えて抽出し、干渉抑制剤溶液を加えた後、アセチレンー空気フレーム中に噴霧し、カルシウムによる原子吸光を波長 422.7 nm で測定し、分析試料中の水溶性石灰(W-CaO)又は水溶性カルシウム(W-Ca)を定量する。なお、この試験法の性能は**備考8**に示す。

- (2) 試薬 試薬は、次による。
- a) 塩酸: JIS K 8180 に規定する特級又は同等の品質の試薬。
- **b) 干渉抑制剤溶液**⁽¹⁾: JIS K 8132 に規定する塩化ストロンチウム六水和物 60.9 g~152.1 g⁽²⁾を 2000 mL ビーカーにはかりとり、少量の水を加え、塩酸 420 mL を徐々に加えて溶かし、更に水を加えて 1000 mL とする。
- c) **カルシウム標準液(Ca 1000 μg/mL)**: 国家計量標準にトレーサブルなカルシウム標準液(Ca 1000 μg/mL)。
- **d**) **カルシウム標準液(Ca 100 μg/mL)**⁽¹⁾: カルシウム標準液(Ca 1000 μg/mL) 10 mL を 100 mL 全量フラス コにとり、標線まで水を加える。
- e) **検量線用カルシウム標準液(Ca 1 μg/mL~50 μg/mL)**⁽¹⁾: カルシウム標準液(Ca 1000 μg/mL)の 2.5 mL ~25 mL を 500 mL 全量フラスコに段階的にとり、干渉抑制剤溶液約 50 mL を加え⁽³⁾、標線まで水を加えて検量線用カルシウム標準液(Ca 5 μg/mL~50 μg/mL)を作成する⁽⁴⁾。カルシウム標準液(Ca 100 μg/mL)の 5 mL、10 mL を 500 mL 全量フラスコにとり、干渉抑制剤溶液約 50 mL を加え⁽³⁾、標線まで水を加えて検量線用カルシウム標準液(Ca 1 μg/mL、2 μg/mL)を作成する⁽⁴⁾。
- f) **検量線用空試験液**⁽¹⁾: 干渉抑制剤溶液約 50 mL を 500 mL 全量フラスコにとり⁽³⁾、標線まで水を加える⁽⁴⁾。
- 注(1) 調製例であり、必要に応じた量を調製する。
 - (2) 酸化ランタン(原子吸光分析用又は同等の品質の試薬)29gを用いてもよい。
 - (3) 調製する容量の 1/10 容量の干渉抑制剤溶液を加える。
 - (4) 保存する場合は、カルシウムが溶出しにくい JIS R 3503 に規定するほうけい酸ガラス-1、テフロン等の 材質で密閉できる容器を用いる。
- **備考 1.** (2)のカルシウム標準液に換えて、国家計量標準にトレーサブルなカルシウム標準液(Ca 10 000 μg/mL)を用いて検量線用カルシウム標準液を調製することもできる。
- **備考 2.** (2)のカルシウム標準液を使用して水溶性石灰(W-CaO)を算出する場合は、検量線用カルシウム標準液の濃度(Ca)又は(4.2)で得られた測定値(Ca)に換算係数(1.399)を乗じて分析試料中の水溶性石灰(W-CaO)を算出する。
- **備考 3.** (2)のカルシウム標準液に換えて、**4.5.1.a** の(2)で調製した検量線用カルシウム標準液(CaO 5 μ g/mL \sim 50 μ g/mL)を使用することもできる。この標準液を使用して水溶性カルシウム(W-Ca)を算出する場合は、検量線用カルシウム標準液の濃度(CaO)又は(**4.2**) で得られた測定値(CaO)に換算係数(0.715)

を乗じて分析試料中の水溶性カルシウム(W-Ca)を算出する。

- (3) 装置 装置は、次のとおりとする。
- a) 抽出機器: 次の上下転倒式回転振り混ぜ機又は垂直往復振り混ぜ機。
- **aa**) **上下転倒式回転振り混ぜ機**: 500 mL 全量フラスコ又は 250 mL 全量フラスコを毎分 30 回転~40 回転 で上下転倒して回転させられるもの。
- **ab**) **垂直往復振り混ぜ機**: フラスコ用アダプターを用いて 250 mL 全量フラスコを毎分 300 往復(振幅 40 mm)で垂直往復振り混ぜさせられるもの。
- b) フレーム原子吸光分析装置: JIS K 0121 に規定する原子吸光分析装置。
- 1) **光源部**: カルシウム中空陰極ランプ
- 2) ガス: フレーム加熱用ガス
 - ① 燃料ガス: アセチレン
 - ② 助燃ガス: 粉じん及び水分を十分に除去した空気

(4) 試験操作

- (4.1) 抽出 抽出は、次のとおり行う。
- (4.1.1) 粉状分析用試料
- (4.1.1.1) 上下転倒式回転振り混ぜ機を用いる場合
- a) 分析試料 1 g を 1 mg の桁まではかりとり、500 mL 全量フラスコに入れる。
- b) 水約 400 mL を加え、毎分 30 回転~40 回転で約 30 分間振り混ぜる。
- c) 標線まで水を加える。
- d) ろ紙3種でろ過し、試料溶液とする。
- **備考 4.** (4.1.1.1) a) の操作で、分析試料 0.5 g を 1 mg の桁まではかりとり、250 mL 全量フラスコに入れてもよい。その場合は b) の操作で水約 200 mL を加える。

備考 5. (4.1.1.1)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。

(4.1.1.2) 垂直往復振り混ぜ機を用いる場合

- a) 分析試料 0.5 g を 1 mg の桁まではかりとり、250 mL 全量フラスコに入れる。
- b) 水約 200 mL を加え、毎分 300 往復(振幅 40 mm)で約 30 分間振り混ぜる。
- c) 標線まで水を加える。
- d) ろ紙3種でろ過し、試料溶液とする。

備考 6. (4.1.1.2)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。

(4.1.2) 液状分析用試料

- a) 分析試料 1 g⁽⁵⁾を 1 mg の桁まではかりとり、100 mL 全量フラスコに入れる。
- b) 水約 50 mL を加え、振り混ぜ、更に標線まで水を加える。
- c) ろ紙 3 種でろ過し、試料溶液とする。

注(5) 家庭園芸用肥料などでカルシウム含有量が低い場合は、分析試料の採取量を 10g とする。

備考 7. (4.1.2)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。

- (4.2) **測定** JIS K 0121 及び次のとおり測定を行う。具体的な測定操作は測定に使用する原子吸光分析装置の操作方法による。
- a) 原子吸光分析装置の測定条件 原子吸光分析装置の測定条件は、以下を参考にして設定する。 分析線波長: 422.7 nm
- b) 検量線の作成
- 1) 検量線用カルシウム標準液及び検量線用空試験液をフレーム中に噴霧し、波長 422.7 nm の指示値を読み取る。
- 2) 検量線用カルシウム標準液及び検量線用空試験液のカルシウム濃度と指示値との検量線を作成する。
- c) 試料の測定
- 1) 試料溶液の一定量(Ca として 0.5 mg~5 mg 相当量)を 100 mL 全量フラスコにとる。
- 2) 干渉抑制剤溶液約 10 mL を加え(3)、標線まで水を加える。
- 3) b)1)と同様に操作して指示値を読み取る。
- 4) 検量線からカルシウム量を求め、分析試料中の水溶性石灰(W-CaO)又は水溶性カルシウム(W-Ca)を 算出する。
- **備考 8.** 真度の評価のため、調製試料等を用いて回収試験を実施した結果、水溶性石灰(W-CaO)として 1%(質量分率)~30.11%(質量分率)の含有量レベルでの平均回収率は 98.0%~100.4%であった。また、水溶性カルシウム(W-Ca)として 1%(質量分率)~5%(質量分率)の含有量レベルでの平均回収率 はそれぞれ 98.1%~101.1%であった。

精度の評価のため、抽出操作(4.1.1.1)及び抽出操作(4.1.1.2)で硫酸カルシウム、硝酸石灰、化成肥料及び調製肥料を用いた日を変えての水溶性石灰(W-CaO)分析結果について、一元配置分散分析を用いて解析し、併行精度及び中間精度を算出した結果を表1に示す。

なお、この試験法の定量下限は、固形肥料で 0.08 %(質量分率)及び液状肥料で 0.04 %(質量分率)程度と推定された。

0.6

3.4

1.0

1.5

1.0

3.0

0.03

0.28

0.38

0.13

0.03

併行精度 中間精度 $S_{I(T)}^{(6)}$ 日数1) 平均值2) $RSD_{I(T)}^{7)}$ 試料名 $RSD_{\rm r}^{(5)}$ 抽出方法 $(\%)^{3)}$ $(\%)^{3)}$ $(\%)^{3)}$ T (%) (%) 硫酸カルシウム 5 28.08 0.06 0.2 0.28 1.0 5 24.73 0.08 0.3 0.17 0.7 硝酸石灰 1 g-500 mL 化成肥料 5 12.43 0.02 0.2 0.07 0.6 上下転倒式回 くえん酸カルシウム 5 0.86 0.02 2.8 0.03 3.4 転振り混ぜ機 5 硫酸カルシウム 0.5 0.33 28.28 0.15 1.1 5 24.62 0.09 0.4 0.21 0.9 硝酸石灰 0.5 g-250 mL 化成肥料 5 12.32 0.03 0.2 0.04 0.3 くえん酸カルシウム 5 0.87 0.03 0.03 3.1 3.8 硫酸カルシウム 5 28.81 0.10 0.4 0.21 0.7 5 25.00 0.04 0.1 硝酸石灰 0.10 0.4 1 g-500 mL 12.48 0.07

5

5

5

5

5

表1 水溶性石灰の日を変えた試験成績の解析結果

0.5 g-250 mL

化成肥料

硝酸石灰

化成肥料

くえん酸カルシウム

くえん酸カルシウム

硫酸カルシウム

往復垂直振り混

ぜ機

5) 併行相対標準偏差

0.06

0.01

0.14

0.19

0.04

0.02

0.5

1.5

0.5

0.8

0.4

2.0

6) 中間標準偏差

0.93

28.64

24.83

12.45

0.90

7) 中間相対標準偏差

参考文献

- 1) 五十嵐総一,木村康晴:石灰及びカルシウム試験法の性能調査 -フレーム原子吸光法-,肥料研究 報告, 6, 183~192 (2013)
- (5) 水溶性石灰(カルシウム)試験法フローシート 固形肥料中の水溶性石灰(カルシウム)試験法のフローシ ートを次に示す。




図1-1 肥料中の水溶性(石灰)カルシウム試験法フローシート(抽出操作(4.1.1.1))

^{1) 2}点併行分析を実施した日数

²⁾ 平均値(日数(T)×併行数(2))

³⁾ 質量分率

⁴⁾ 併行標準偏差




図1-2 肥料中の水溶性(石灰)カルシウム試験法フローシート(抽出操作(4.1.1.2))




図1-3 液状肥料中の水溶性(石灰)カルシウム試験法フローシート(抽出操作(4.1.2))




図2 肥料中の水溶性(石灰)カルシウム試験法フローシート(測定操作)